

STANOWISKO KONTENERA CHŁODNICZEGO

Zastosowanie

Stanowisko dydaktyczne zaprojektowane i wykonane dla potrzeb laboratorium Chłodziwa i Klimatyzacji może być wykorzystane na zajęciach z zakresu chłodziwa, klimatyzacji termodynamiki czy psychometrii.

Jest to 10 stopowy w pełni zautomatyzowany kontener chłodziwy umożliwia przechowywanie produktów w temperaturze do -30 stopni. Kontener podłączony jest do sieci elektrycznej. Stanowisko umożliwia zapoznanie się z budową okrętowych kontenerów chłodziwych oraz poznanie zasad ich eksploatacji. Komora chłodziwa wyposażona jest w specjalne maty silikonowe uniemożliwiające wymianę powietrza przy otwartych drzwiach. Na czole kontenera zamontowany jest dotykowy panel umożliwiający kontrolę parametrów oraz zmianę parametrów pracy.

